



XXL



Type 1

Magnetseparator zur manuellen Separation in großen Volumina. Besteht aus einem Plexiglasblock mit 2 Halterungen für 50ml Tubes. Eine Halterung mit einem Magneten zur Separation aus maximal 25ml Lösung und einer Halterung mit zwei Magneten zur Separation aus maximal 50ml Lösung. Optimiert zur Verwendung von 50ml Tubes mit auf Magnetpartikeln basierenden Kits. Transparente Bauweise ermöglicht ständige optische Kontrolle der Separation.

Type 2

Magnetseparator zur manuellen Separation in großen Volumina. Besteht aus einem Plexiglasblock mit 2 Halterungen für 50ml Tubes. Jede Halterung mit einem Magneten zur Separation aus maximal 25ml Lösung. Optimiert zur Verwendung von 50ml Tubes mit auf Magnetpartikeln basierenden Kits. Transparente Bauweise ermöglicht ständige optische Kontrolle der Separation

	XXL Type 1	XXL Type 2
Kat. Nr.	209616	209617
Format	2x50ml Tubes	2x50ml Tubes
Material	Plexiglas	Plexiglas
Farbe	Transparent	Transparent
Stück pro Beutel	1	1
Merkmale	Magnetseparation in bis zu 50ml Volumen	Magnetseparation in bis zu 50ml Volumen