




8- Microstrip



Die extrem dünnwandigen Reaktionsgefäße des 8-Streifens gewährleisten einen optimalen Wärmetransfer in das Innere der Gefäße und damit reproduzierbare PCR-Reaktionen.

Optimal geeignet für die Handhabung mit einer 8-Kanal Pipette. Die 8-Streifen werden sowohl mit anhängenden Deckeln als auch separat angeboten. Ebenfalls erhältlich sind auch Kombipacks mit 8-Streifen und Deckelstreifen.

Neu im Sortiment der 8 - Streifen 'low-profile' für geringe Probenvolumina (< 20 µl Probevolumen).

PP

ISO

DNA RNase
FREE

INHIBITOR
FREE

	8 - Streifen mit Deckel	8 - Streifen low-profile
Kat. Nr.	310800	310885/310895
Kunststoff	PP	PP
Farbe	■	■
Stück pro Beutel	120	250