


# 96fach NCC Deckelhandler

*96 auf einen Streich ...*

- Schnelles, simultanes Öffnen und Schliessen
- Gleichmäßig dicht verschlossene Wells
- Kein Einsatz von Klebe- bzw. Heatsealing Folien
- Mehrfachnutzung der NCC-Platte möglich
- Schneller Wiederzugriff mit Einzeldeckelhandler



## Produktbeschreibung:

- **Maße**  
(T x B x H) 19 x 22 x 56cm
- **Gewicht**  
11 kg
- **Verbrauchsmaterial**  
THERMOSRPINT® NCC 96-well Platte  
THERMOSPRINT® 96-well Platte
- **Zubehör**  
Einzeldeckelhandler Separater Einzelzugriff auf jede Kavität  
Thermostore Beschriftbarer, stabiler Lagerkarton für THERMOSPRINT® NCC 96-well Platte

inkl. Einzeldeckelhandler

inkl. 1 VE à 12 THERMOSPRINT® NCC 96-well Platten

inkl. 1 VE à 12 THERMOSPRINT® 96-well Platten

### Bestellinformation:

Tel. +49 (0) 621/ 309-789-0

Fax. +49 (0) 621/ 309-789-10

E-Mail: sales@bilatec.com

**BILATEC AG**  
Am Exerzierplatz 1  
D-68167 Mannheim  
Tel. +49 (0) 621/ 309-789-0  
Fax. +49 (0) 621/ 309-789-10  
E-Mail: info@bilatec.com  
www.bilatec.com