

BILATEST® Molecular Weight Markers

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an DNA Längenstandards höchster Qualität.

Übersicht der BILATEC Molecular Weight Markers (MWM):

Produkt	BILATEC Molecular Weight Marker-1 MWM-1		BILATEC Molecular Weight Marker-2 MWM-2		BILATEC Molecular Weight Marker-3 MWM-3		BILATEC Molecular Weight Marker-4 MWM-4		BILATEC Molecular Weight Marker-5 MWM-5		BILATEC Molecular Weight Marker-6 MWM-6				
	Cat.No.	200 lanes 500 lanes	bp	ng	bp	ng	bp	ng	bp	ng	bp	ng			
	120101	120102	120201	120202	120301	120302	120401	120402	120501	120502	120601	120602			
Anzahl der Fragmente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10.000	8000	6000	5000	4000	3000	2500	2000	1500	1000	800	600	400	200	
	100	80	60	50	40	30	25	20	15	100	80	60	40	20	
	2000	1800	1600	1400	1200	1000	800	700	600	500	400	300	200	100	50
	50	20	20	100	50	30	30	20	100	50	30	100	40	40	40
	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	750	500	250			
	50	50	50	100	50	40	20	20	100	50	30	100			
	1000	800	700	600	500	400	300	200	100	75	50	25			
	100	80	80	60	40	30	20	125	100	80	80	80			
	48.500	38.420	33.500	29.950	24.510	23.990	17.050	15.000	12.140	10.090					
	95	150	130	115	94	94	66	58	80	40					