

## Liquid handling platforms / robots

<b>THERMOSPRINT®</b>	96-well	96-well skirted (inkl. workstation)	384-well	MagSep
<b>Beckman</b>				
<b>Cybio</b>	Genomic workstation	Genomic workstation		
<b>Eppendorf</b>		EpMotion*	EpMotion*	☹
<b>Hamilton</b>	MicroLab Star	MicroLab Star		
<b>MWG</b>	Roboamp/ Roboseq	Roboamp/ Roboseq		☺ <sup>96</sup>
<b>Qiagen /Genovision</b>				
<b>Tecan</b>				
<b>Xiril</b>	75/ 100/ 150	75/ 100/ 150		☺ <sup>96</sup>
<b>Zinsser</b>				

☺ -passt

☹- passt nicht

\*Platten passen in die normalen, erhöhten Plattenaufnahmen, nicht aber in die entsprechenden Kühlblöcke